

## Probenabnahme bei Verdacht auf Coronavirus (SARS-CoV-2)

Stand 29.10.2020/AYI

### Abnahmeset

- 1 x Opti-Swab (oder Äquivalent)
- 1 x ZetLab Auftragsformular
- 2 x UN3373 ZetLab-Versandtüte

### Entnahme

Entnahme Nasopharyngeal (vor Entnahme einmal gut schnäuzen) oder Oropharyngeal



Oropharynx-Abstrich



Nasopharynx-Abstrich

### Versand

Die Probe muss, wie unten beschrieben, sicher und gut verschlossen einpackt werden.

- Probengefäss nach Entnahme gut verschlossen in die erste Sicherheitstüte einpacken und diese verschliessen und zukleben
- Die Sicherheitstüte mit der Probe und das gelbe Auftragsformular in die zweite Sicherheitstüte (Innentasche) legen und auch diese zukleben  
**(das gelbe Auftragsformular nicht in die Aussentasche)**

**WICHTIG:** Das Formular muss so dazu gelegt werden, dass die Patientendaten von aussen sichtbar sind.



Wir bitten Sie diese Anweisungen einzuhalten, damit wir den Auftrag optimal abarbeiten und unser Personal vor Ansteckung schützen können.

Bei Fragen steht Ihnen unser Labor jederzeit gerne zur Verfügung.