

Probenabnahme bei Verdacht auf Coronavirus (SARS-CoV-2)

Stand 30.11.2021/AYI

Abnahmematerial

1 x Opti-Swab (oder äquivalent)



1 x ZetLab Auftragsformular

1 x UN3373 ZetLab-Versandtüte



Entnahme

Entnahme Nasopharyngeal (vor Entnahme einmal gut schnäuzen)

- Kopf in den Nacken legen
- Abstrich in die Nase einführen (ca. 5-6cm)
- den Abstrich ein paar Mal rotieren (ca. 5-10sek.)
- Abstrich in das Probengefäss und Stab abknicken
- Gefäss gut verschliessen und in Sicherheitstüte packen



Nasopharynx-Abstrich

Formular

Aus rechtlichen Gründen (BAG) dürfen wir nur Aufträge entgegennehmen und bearbeiten, welche korrekt und vollständig ausgefüllt sind.

- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Mobilenummer
- Entnahmedatum
- Entnahmezeit

Versand

Die Probe muss, wie unten beschrieben, sicher und gut verschlossen eingepackt werden.

- Probengefäss mit den Patientendaten **beschriften** (Name, Vorname und Geburtsdatum)
- Probengefäss nach Entnahme gut verschlossen in die Sicherheitstüte einpacken und diese zukleben
- das gelbe Auftragsformular in die **Aussentasche** der Sicherheitstüte legen

Wir bitten Sie diese Anweisungen einzuhalten, damit wir den Auftrag optimal abarbeiten und unser Personal vor Ansteckung schützen können.

Bei Fragen steht Ihnen unser Labor jederzeit gerne zur Verfügung.